

### 搬送用資器材

# Ergostretcher S











耐久性能を向上させた新モデル、 人間工学的知見に基づいた ターポリン製ストレッチャーです。

# 耐久性能に係る 試験について

耐久試験(持上げ試験)



75kg のダミ―人形を1万回持ち上げる 耐久テストを行った結果、 持ち手部分に亀裂等は見られませんでした。

# ■ 静荷重(引張荷重) 試験 ※持ち手1か所あたりの強度 <長野県工業技術総合センター,エルゴストレッチャー。S 持ち手引張強度試験結果より簡略化して編集部が作成> 2400 新モデル 旧モデルの <sup>約</sup>2.75倍 の強度を実現! 1100 900 400 0 150 170 変 位 (mm)



# エルゴストレッチャー S / エルゴストレッチャー S・メッシュ

## 身体負荷を軽減する6つの特長



#### ●握りやすい

持ち手はしっかり握れる使いやすい太さ(直径約20mm)です。 また芯材には手になじむ柔軟素材を採用しています。

#### ●力の入れやすい配置

自然な手首角度で保持できるように、本体四隅をカットし、 持ち手を傾斜させました。力を入れやすく安定感を得られます。

#### ●手首の負担を軽減

側面の持ち手をわずかに傾斜させることで、搬送時に手首を 水平に近い状態に保てます。これにより、手首の負荷が軽減します。

#### ●18 個の持ち手

多くの持ち手を設けることで、傷病者の体格および体位に応じて 持ち位置を選択できます。搬送状況に応じた負荷の少ない 姿勢取りが可能となります。

#### ●持ち手と本体を一体化

持ち手と一体化することで、持ち手をつかむ際に、垂れ下らず 掴みやすくなります。また、傷病者保持の面積が増すため、 安定感と安心感が向上します。

#### ●全面防滴仕様


搬送中の出血、失禁、嘔吐時に、本体への染み込みを防ぐため、 全面をターポリンで覆いました。衛生的で、メンテナンス時の 負担も軽減します。

本製品は広島国際大学 保健医療学部 救急救命学科 教授 安田康晴氏監修のもと開発されました。

ERG-003 エルゴストレッチャー S



● ERG-004 エルゴストレッチャー S・メッシュ 水抜けを良くするメッシュ生地を採用 風呂場や熱中症対策で効果を発揮



サイズ 使用時 70 (幅)×185 (長さ) cm

収納時 70 (幅) ×20 (長さ) ×13 (厚み) cm

重 さ 約2.0 kg (ERG-004 は約2.5kg)

一 前荷重 約 90 kg®

材質 本体:ターポリン、塩ビ (持ち手芯材/ERG-004 メッシュ部)、

CSM (持ち手補強材)

付属品 固定ベルト2

※持ち手 4 か所で持ち上げた場合 【112kgf( 持ち手 1 か所あたりの降伏強度 )×0.2( 安全係数 5.0 倍 )×4(4 か所の持ち手に荷重均等分散として )=89.6kgf≒90kg】

#### エルゴストレッチャー S

ERG-003

48,500 円 (税込 53,350円)

エルゴストレッチャー S・メッシュ

ERG-004

49,500 円 (税込 54,450円)





- X

固定ベルト ERG-OP1

6,600 円 (税込 7,260 円)

アシストグリップ ERG-OP2T 4,000 円

- ●製品の仕様・性能および販売価格は、予告なく変更になる場合があります
- 掲載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。●本カタログから
- す。 ●カタログ掲載の写真・画像はイメージです。実物とは若干異なりますのでご了承ください。 ●本カタログから許可なく転記、複写することを禁じます。 ●カタログ掲載の写真・画像は一部
  - ●カタログ掲載の写真・画像は一部旧型のものを使用しております。



## エアーストレッチャー<sup>®</sup> 株式会社

〒380-0802 長野県長野市上松4丁目1番1号 1F TEL: 026-259-3400 FAX: 026-259-3385 営業拠点: 長野、関東、東海、関西、九州 ホームページ: www.airstretcher.jp