

Airstretcher® series

エアーストレッチャー®は医療用搬送具として米国FDA(米国連邦食品衛生薬事局)、MDM(メディカル・デバイス・マニュファクチャリング)の認定・登録を日本で初めてそれぞれ取得しました。



エアーストレッチャー®・ラップ・ローバル

商品番号 **CYR-04T**

看護師さんのアイデアから開発されました。



●上から下へ搬送例



写真提供：長野市民病院

■エアーストレッチャー・ラップ・ローバルは、患者さんを布で包み込み安全ベルトで固定するラップ型です。階段でも患者さんを自然のままの状態で搬送でき、TPO系特殊プラスチック又は、PE系特殊プラスチック板採用により可能となりました。土の上・アスファルト・鉄板等の上もスムーズに搬送できるエアーストレッチャーならではの手作り製品です。

仕様 商品名：エアーストレッチャー・ラップ・ローバル

使用時：80cm×約195cm×厚さ約5.5cm

収納時：φ28cm×80cm

重さ：約7kg(本体重量)

色：オレンジ

加工：ローバル加工(TPO系・PE系特殊プラスチック)

※キャリーバック付 ※三連結担架棒は別売

特徴 ◎エアーストレッチャー底部にTPO系特殊プラスチック又は、PE系特殊プラスチック板を採用していますので、摩擦とショックを和らげます。

◎アスファルト、路上、鉄板上でも楽々搬送できます。

◎階段も自然の状態で足から降ろせます。

◎雪の上や濡れた路面でも直接敷くことができます。

オプション 三連結担架棒

商品番号 **PSS-023**



◎アルミ軽合金で作られ、使用しない時はキャリーバックに入れられる三連結式の担架棒です。

◎エアーストレッチャー全製品に使用することができます。

◎この担架棒にシーツや毛布を巻くと応急の棒担架を作ることができます。

エアーストレッチャー®の特徴

●空気が自動でマットに入り、何回でも使用できる。

キャビーオリジナルエアーマットは、米国製バイナルテクノロジー社、または、特許#3935690(米国)を取得のカスケード社のマットを使用。バルブを開けるだけで空気が自動的にマットに入ります。薬品・ガスは使用しません。



●軽量・コンパクト・巻いて収納

重さ、わずか3~7kg。コンパクトに巻いて収納でき、持ち運びも自由です。夜は寝具・敷布団としても使用でき、朝になったら巻いて収納。大きさもφ28cm×80cmとコンパクトで壁にも掛けられますので、消火器の上に設置し、院外からの救援者にも搬送用具を知らせることができます。



●水に浮く



(写真提供：長野市営プール) 使用製品：プロ/型式CYG-060

●搬送後寝具として雪の中でも



石畳・石階段待機 使用製品：ラップローバル/型式CYR-04T
雪上での待機 使用製品：プロローバル/型式CYG-06T

●災害医療チームの必需品



DMAT隊員の資材

〈エアーストレッチャー®を使用した訓練風景〉安全で正確にご使用いただくため、予行練習を行ってください。



(写真提供：信州大学医学部)



(写真提供：新潟県立がんセンター)



(写真提供：岩手看護専門学校)



(写真提供：高知赤十字病院)

総販売元 エアーストレッチャー® 株式会社



〒380-0802 長野県長野市上松4丁目1番1号 1F
TEL:026-259-3400 FAX:026-259-3385
E-mail:info.us@airstretcher.jp
http://www.airstretcher.jp

※このカタログに記載されている商品の登録商標及びその他の権利は全てキャビーインターナショナル株式会社、エアーストレッチャー株式会社が所有しております。
※製品の外観・内容は改良のため予告なく変更することがあります。※このカタログの無断複製・複写は禁じられています。

商品のお問い合わせは…