


設置台・担架棒

Airstretcher®



エアーストレッチャー設置台（床置き式・カバー付き）



✓ 消火器やAEDと同様に普段から設置場所を知らせることが緊急時の備えにつながります。

- 設置台上部にエアーストレッチャーの使用方法（図解）が貼付されているので、いざというときに誰でもエアーストレッチャーを使用することができます。
- 耐食性、耐久性、耐寒性、耐熱性に優れた強度がある素材で製作されています。
- ビニールカバーで粉塵防止が出来ます。

サイズ：設置台 40(幅)×100(高さ)×35(奥行)cm
 サイズ：カバー 46(幅)×99(高さ)×39(奥行)cm
 重 さ：約7.4kg
 材 質：設置台(ガルバリウム) カバー(軟質透明塩ビカバー)
 付属品：設置台組立図 組立用ビス
 使用説明パネル付き
 ※お客様組立が必要になります。

Airstretcher.



エアーストレッチャー動画

設置台(床置き式・カバー付き)

AOR-002

41,000円 (税込45,100円)

日本製

三連結担架棒 [意匠登録1642884号取得]

- 三分割してコンパクトに収納できます。
- 約4kgの軽量で丈夫な担架棒です。
- さび付かずにスムーズな組立ができます。



サイズ：使用時 約Φ4 x 220 (長さ) cm
 収納時 約Φ12 x 90 (長さ) cm
 重 さ：約4kg
 耐荷重：100kg
 材 質：アルミニウム
 付属品：収納袋

三連結担架棒 (収納袋付)

PSS-023

35,000円 (税込38,500円)

■ 三連結担架棒は、エアーストレッチャーシリーズ全ての製品に使用できます。



- エアーストレッチャーのループベルト部差し込み例



- CAPディスポストレッチャー・シートに差し込み例



- マリーベッドを担架としての例


■ 応急担架の作り方

緊急時には、服や毛布を使って担架を作ることができます。

- シーツや毛布を使って



- Tシャツとジーンズを使って



- ジャージを使って



- ジャンパーとパンツを使って



● 製品の仕様・性能および販売価格は、予告なく変更になる場合があります。 ● カタログ掲載の写真・画像はイメージです。実物とは若干異なりますのでご了承ください。
 ● 掲載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。 ● 本カタログから許可なく転記、複写することを禁じます。



エアーストレッチャー® 株式会社

〒380-0802 長野県長野市上松4丁目1番1号 1F
 TEL: 026-259-3400 FAX: 026-259-3385
 営業拠点: 長野、関東、東海、関西、九州、北海道
 ホームページ: www.airstretcher.jp
 E-mail: info.us@airstretcher.jp