

設置台・担架棒

Airstretcher®



■ エアーストレッチャー設置台(床置き式・カバー付き)



- ☑ 消火器やAEDと同様に普段から設置場所を知らせることが緊急時の備えにつながります。

設置台サイズ：40(幅)x90(高さ)x35(奥行)cm
 カバーサイズ：46(幅)x99(高さ)x39(奥行)cm
 カバー材質：軟質透明塩ビカバー
 付属品：設置台組立図 組立用ビス
 使用説明パネル付き
 ※お客様組立が必要になります。

設置台(床置き式・カバー付き)

AOR-002 **41,000円** (税込45,100円)

Airstretcher.



エアーストレッチャー動画

日本製

●製品の仕様・性能および販売価格は、予告なく変更になる場合があります。 ●カタログ掲載の写真・画像はイメージです。実物とは若干異なりますのでご了承ください。
 ●掲載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。 ●本カタログから許可なく転記、複写することを禁じます。



エアーストレッチャー® 株式会社

〒380-0802 長野県長野市上松4丁目1番1号 1F
 TEL: 026-259-3400 FAX: 026-259-3385
 営業拠点: 長野、関東、東海、関西、九州
 ホームページ: www.airstretcher.jp
 E-mail: info.us@airstretcher.jp

■ 三連結担架棒 [意匠登録1642884号取得]



- ☑ 置き場所に困らないコンパクト設計

三連結担架棒 (収納袋付)

PSS-023

35,000円 (税込38,500円)

■ 三連結担架棒は、エアーストレッチャーシリーズ全ての製品に使用できます。



- エアーストレッチャーのループベルト部差し込み例



- CAPディスプレイストレッチャー・シートに差し込み例



- マリーベッドを担架としての例

■ 長さ220cmを三連結にしてコンパクトに収納



- ☑ 棒担架が長すぎて置き場所に困ったをクリア。
- ☑ 棒担架が重すぎて困ったをクリア。
- ☑ 錆びていて組立てできず困ったをクリア。

サイズ：使用時φ4×220(長さ)cm
収納時φ12×90(長さ)cm
重さ：3.9kg
付属品：収納袋




■ 応急担架の作り方

緊急時には、服や毛布を使って担架を作ることができます。

- シーツや毛布を使って



- Tシャツとジーンズを使って



- ジャージを使って



- ジャンパーとパンツを使って

