


特許出願中

商標登録第 6514960 号



飛沫拡散防止対策カバー

ポップアップ・アイソレーター[®]



救える未来が
ここにある

クラスター（集団感染）は一人の感染患者から始まります。
院内感染をさせない為、感染患者をアイソレーターで囲うことです。

- ✓ 新型コロナ感染症が疑われる傷病者を搬送する際に数秒でストレッチャー上に設置可能
- ✓ 使用後は消毒・清拭して繰り返し使用可能
- ✓ コーナーポールを使用することで呼吸苦の傷病者を座位で搬送可能

－ アイソレーターの畳み方 －



①



②



③



④

- ① 本体を逆さに置き、手前と奥を畳み、平らにします。
- ② 手前のフレームを押さえながら丸めます。
- ③ 丸めてできた円を重ね合わせます。
- ④ 収納バッグに納めます。

日本製

www.airstretcher.jp

■ポップアップ・アイソレーター®



※コーナーポールを使用することで高さが変わり、座位での使用も可能に(+40cm)。

サイズ：使用時200×60×60(100)cm

収納時φ60×10cm

重 さ：約3.6kg

附属品：センターポール2本

コーナーポール4本（連結式）

収納袋

ポップアップ・アイソレーター

PIY-001 **39,500 円** (税込 43,450 円)

収納方法動画



ホームページ



オプションのご案内



アップバー1本

PIY-OS8 **1,000 円** (税込 1,100 円)



センターポール2本

PIY-OS3 **2,000 円** (税込 2,200 円)



ポールクリップ4個

PIY-OK2 **1,000 円** (税込 1,100 円)



コーナーポール（連結式）4本

PIY-OS4 **5,000 円** (税込 5,500 円)



プライバシー保護カバー

PIY-OP6 (グレー) **12,800 円** (税込 14,080 円)
PIY-OP7 (グリーン)



・アップバー
天面の歪みを矯正します。



・センターポール
底部の歪みを矯正します。



・コーナークリップ
ストレッチャー、ベッドに
コーナーポールを固定します。



●製品の仕様および販売価格は、予告なく変更になる場合があります。

●カタログ記載内容は2022年4月現在のものです。



エアーストレッチャー® 株式会社

〒380-0802 長野県長野市上松4丁目1番1号 1F

TEL: 026-259-3400 FAX: 026-259-3385

営業拠点: 長野、関東、東海、関西

ホームページ: www.airstretcher.jp