


使い捨て簡易担架

CAPディスポストレッチャー・シート



移動・搬送が一枚のシートで可能になる。

- ✓ シーツに直接患者情報を記載できるため、トリアージとして使用できます。
- ✓ 小スペースで収納できるため、災害備蓄に適しています。
- ✓ 天然コットン使用で保温効果も期待できます。
- ✓ 特殊3層構造の生地が血液・排泄物の漏れを防ぎます。




- 3層構造で肌触りのよいコットン(ユニチカ株式会社製)、強度を保つワリフ®(JX日鉱日石エネルギー製)、出血・排泄物をブロックするフィルムを採用しています。
- 静電効果により、電子医療機器誤作動防止の効果が期待できます。
- 天然コットン使用ですので、低アレルギーで肌に暖かく保温効果もあります。

日本製

持ち手 8ヶ所付




安全荷重
100kg
耐荷重
140kg



血液などの漏れを防ぎます。
(当社調べ。赤色に染色した水を使用した実験。)



持ち手に担架棒を通して使用できます。



シートに直接文字を書き込めます。

CAPディスポストレッチャー・シート

SSK-101

オープン価格

※最小発注単位:10枚

サイズ：使用時 82×198cm
収納時 21×25×3cm
重さ：約 200g
材質：綿・ポリエチレン（株式会社昭栄商会製）

移動・搬送が一枚のシートで可能になる!



救急車へ移動



病院へ搬送



病室へ移動

出血・排泄物などブロックするためのフィルムが入っています。
患者移動、ベッドからベッドへ、ベッドから手術台へ。



検査室へ移動

処置室へ移動



CTスキャンへ移動



レントゲン室へ移動



■ 使用上の注意

- 本品は基本的に使い捨てタイプです。
- 用途以外での使用はしないでください。
- 乳幼児の手の届かない場所に保管してください。
- 使用中、異常を感じたときは医師にご相談ください。
- 直射日光が当たる場所や、高温多湿な場所での保管を避けてください。(保管目安5年)



台紙とパッケージは、お住まいの自治体の定める方法により分別してください。



使用後は小さくたたんで医療廃棄物として処理

●改良のため、仕様は予告なく変更することがあります。●カタログに記載されている内容は、2022年11月現在のものです。



エアーストレッチャー® 株式会社

〒380-0802 長野県長野市上松4丁目1番1号 1F
TEL:026-259-3400 FAX:026-259-3385
営業拠点:長野、関東、東海、関西
ホームページ: www.airstretcher.jp