

自動心臓マッサージ器固定補助ベルト

FixPro for LUCAS[®]3

傾斜搬送路での自動心臓マッサージ器のズレを抑制し、
搬送中の機器安定性を高めるよう配慮して設計されている補助ベルトです。



作業性 ◎

各部位を色分けすることで、
極限的环境下でも冷静に取り付け
を行うことができます。



携帯性 ◎

LUCAS[®]3 専用
キャリングバッグに
一緒に収納することができます。



フィックスプロ for LUCAS[®]3

FIP-001 12,000 円 (税込 13,200 円)

大学機関による性能評価

一般住宅の階段などにおける CCF は、

従来の方法と比較して、


LUCAS[®]3 と

エアーストレッチャー[®] を

併用することで向上する

可能性が示唆されました。

▼従来群
ターボリン担架+用手胸骨圧迫
▼自動化・省力化群
エアーストレッチャー[®]+LUCAS[®]3



出典：「省力化・自動化資器材を用いた CCF に関する検討」
広島国際大学 保健医療学部 救急救命学科

+約 20 秒の取り付け時間で
安定性を向上




一般住宅の平均階段傾斜

30°～37°を超える

45°でも安定した

稼働をサポート



出典：「CCF を維持するための自動心臓マッサージ器固定ベルトの検討」
広島国際大学 保健医療学部 救急救命学科

— 現在、他大学機関でも研究が進行中 —

- 本製品に「LUCAS[®]3」、「エアーストレッチャー[®] FDM・エアー・ローバル」は付属していません。
- 撮影のために着衣しております。LUCAS[®]3 の正しい使用方法に関しては、LUCAS[®]3 付属の取扱説明書をご確認ください。
- 本製品は「LUCAS[®]3」「エアーストレッチャー[®] FDM・エアー・ローバル」専用設計です。他製品に使用される場合は、お客様ご自身の責任においてご判断ください。
- 製品の仕様・性能および販売価格は、予告なく変更になる場合があります。
- カタログ掲載の写真・画像はイメージです。実物とは若干異なりますのでご了承ください。
- 掲載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。 ●本カタログから許可なく転記、複写することを禁じます。



エアーストレッチャー[®] 株式会社

〒380-0802 長野県長野市上松4丁目1番1号 1F

TEL: 026-259-3400 FAX: 026-259-3385

営業拠点: 長野、関東、東海、関西、九州

ホームページ: www.airstretcher.jp

E-mail: info.us@airstretcher.jp