


新型コロナウイルスにも対応

特殊透明フィルム納体袋



CAP ボディーバッグ



※ 写真は Laerdal 社のマネキンを使用しています。

CAP ボディーバッグが必要な場合

1. 一類感染症、二類感染症、三類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の病原体に感染されたと遺体。
2. 血液・体液・排泄物等による接触感染リスクの防止。
3. 屋内や野外のご遺体の一時的な安置。
4. 又、その後の腐敗臭の防止。

※ 搬送の際はセット品の「ディスポストレッチャー」を必ず使用してください。納体袋を直接持ち上げることは禁止です。納体袋が破れる恐れがあります。

CAP ボディーバッグセット

SKS-001

14,800 円 (税込 16,280 円)

※最小発注単位：5 枚から

CAP ボディーバッグ、セット内容

・特殊透明フィルム納体袋 1 枚

サイズ：使用時 220cm×84cm

収納時 約42cm×28cm×2cm

重 さ：約500 g

仕 様：トリプルチャック、スライダー 2 個

材 質：シリカ蒸着透明特殊フィルム

酸素透過度：5.0ml/(m²・d・MPa)

水蒸気透過度：0.5g/(m²・d)

・CAP ディスポストレッチャー 1 枚

サイズ：使用時 82cm×198cm

収納時 21cm×25cm×3cm

重 さ：約200 g

仕 様：持ち手 8 ヶ所

材 質：ユニチカ製・コットン/JX日鉱日石エ

ネルギー製・ワリフ/ポリエチレン/特

殊フィルム三層構造

透明特殊フィルム納体袋とディスポストレッチャー・シーツのセット。



感染・臭い・漏れを防止。

焼却しても有害物質が出ない。

- ✓ バリア性のあるシリカ蒸着の透明フィルムを使用。
- ✓ 左右どちらからも開閉可能なトリプルチャック。
- ✓ 収納すれば故人の顔を見て葬儀が可能。

サイズ：使用時 220cm×84cm

収納時 約42cm×28cm×2cm

重 さ：約500 g

仕 様：トリプルチャック、スライダー 2 個

材 質：シリカ蒸着透明特殊フィルム

酸素透過度：5.0ml/(m²・d・MPa)

水蒸気透過度：0.5g/(m²・d)



写真：透明特殊フィルム



CAP ボディーバッグセット

SKS-001

14,800 円 (税込 16,280 円)

※最小発注単位：5 枚から

※ 搬送の際はセット品の「ディスポストレッチャー」を必ず使用してください。納体袋を直接持ち上げることは禁止です。納体袋が破れる恐れがあります。


CAP ディスポストレッチャー・シーツ

持ち手 8ヶ所付



安全荷重
100kg
耐荷重
140kg

- ✓ 直接マジック等で書けます。
- ✓ 災害備蓄担架として適しています。
- ✓ 天然コットン使用で保温効果があり、毛布としても使用できます。
- ✓ 小さくたたため、かさばりません。



サイズ：使用時 82cm×198cm

収納時 21cm×25cm×3cm

重 さ：約200 g

仕 様：持ち手 8ヶ所

材 質：ユニチカ製・コットン/JX日鉱日石エネルギー製・ワリフ/ポリエチレン/特殊フィルム三層構造

●改良のため、仕様は予告なく変更する場合があります。 ●カタログ記載内容は 2022 年 6 月現在のものです。



エアーストレッチャー® 株式会社

〒380-0802 長野県長野市上松4丁目1番1号 1F

TEL: 026-259-3400 FAX: 026-259-3385

営業拠点: 長野、関東、東海、関西

ホームページ: www.airstretcher.jp